

## Bone Prep Sugical Kit

코드번호	제품명	제품 사진	설명
MSD-10	Micro Saw Drill Ø1.0		Narrow alveolar ridge에서 drilling시 단단한 협설측 cortical bone 사이의 좁은 cancellous bone을 쉽게 파고 들어갈 수 있도록 해준다
PD-13	Point Drill Ø1.3		Micro saw drill이 형성해 놓은 drilling site를 조금 더 확대하여 다음단계의 drill이 cancellous bone을 이탈하지 않도록 해주는 기능
LD-20N	Lindemann Drill Ø2.0		초기 side cutting drilling을 수행하여 다음 단계의 end cutting drill이 측벽의 cortical bone에 걸려서 불완전한 site preparation이 되는 것을 막아주는 기능
DR-30	Diamond Bar Ø3.0		drilling site의 어느 한쪽 벽을 extension시킬때 사용한다
GPM	Guide Pin Mini		Two piece bone profiler중 수나사에 해당하는 부분으로 bone level implant주변의 bone을 profiling하여 abutment착탈시 걸리지 않도록 해줄 때 사용한다
GPD	Guide Pin Driver		Bone profiler의 Guide pin을 위한 driver
DE-01	Drill Extension		bone profiling시 handpiece가 인접치아에 걸릴 경우 사용한다

6409	Trephine Bur Ø3.5		Implant site preparation시 사용하는 trephine bur로 drilling시나 implant식립시 dense한 설측벽에 걸려 협축으로 미끄러지 않도록 하기위해 사용한다
6408	Trephine Bur Guide Ø4.0		Trephine bur의 처음 접촉시 bone에 튀면서 미끄러지 때문에 trephine bur가 쉽게 들어 갈수 있도록 guide역할을 한다
BPA-40	Bone Profiler Anterior Ø4.0		Two piece bone profiler중 암나사에 해당하는 부분으로 bone level implant주변의 bone을 profiling하여 abutment착탈시 걸리지 않도록 해준다
BPA-45	Bone Profiler Anterior Ø4.5		상기와 동일
BPA-50	Bone Profiler Anterior Ø5.0		상기와 동일
BPA-60	Bone Profiler Anterior Ø6.0		상기와 동일
BPP-55	Bone Profiler Posterior Ø5.5		Implant주변의 bone을 profiling할 때 사용하는 one piece type bone profiler
BPP-65	Bone Profiler Posterior Ø6.5		상기와 동일