



# LESS TRAUMA MORE CONTROL

## 치과의사의 스트레스를 없애는 술식

<각화 치은 증대술> 보다 더 효율적으로 시작하십시오.  
각화 치은 형성을 위해 필수적이었던 구개 연조직 채취  
이제 메스 대신 **EASY Tissue Scraper**를 선택하십시오.



ISO13485


FDA REGISTERED



### CASE 1



### CASE 2




### CASE 3



# EASY TISSUE SCRAPER

특수 설계된 블레이드는 단 한 번의 글라이딩만으로 임상적으로 적합한 조직을 최소한의 손상으로 부드럽고 균일한 두께 및 크기로 채취할 수 있도록 설계되었습니다.

의료진은 채취 시간을 효율적으로 단축하고, 환자의 수술 후 이환율(Morbidity) 감소에 기여하여 보다 일관된 임상 결과와 높은 만족도를 제공합니다.



손잡이 각도에 따라 약 1.5 mm에서 2.5 mm 두께의 조직을 채취할 수 있으며, 채취된 조직의 너비는 약 5.0 mm에서 최대 5.5 mm입니다.



ACTUAL SIZE



\* 한 박스당 1개의 제품이 동봉되어 있습니다.